

- **15%** sur toutes vos électrodes*
- Code promo : PK27 -2010

VENTE EN LIGNE

Offre réservée
aux abonnés

* uniquement valable sur les électrodes
www.kine-services.com

► Les électrodes **ORIGINALE®** deviennent **DURA-STICK™**

► **Avantages**

- **Souplesse** : Particulièrement adaptées aux plis cutanés, articulations et toutes les zones au relief prononcé.
- **Longévité** : Permet de travailler pendant plus de 60 séances

► **Caractéristiques**

Gel Multistick® hypoallergénique
Dessus : Film isolant polyuréthane, gris lavable, extra-souple
Dessous : microtissage de fil métal « 1000 brins »
Connectique : électrodes à fil

► **Information**

La gamme Dura-Stick Blue Gel est idéale pour les patients à peaux sensibles présentant des irritations suite à l'utilisation d'électrodes traditionnelles



► Les électrodes **STIMTRODE®** deviennent **DURA-STICK PLUS™**

► **Avantages**

- **Qualité** : Une longévité estimée à 40 séances et la technologie 1000 brins favorisant une conduction optimale du courant
- **Prix** : La référence des électrodes sur le marché

► **Caractéristiques**

Gel Multistick® hypoallergénique
Dessus : Fil textile non lavable
Dessous : microtissage de fil métal « 1000 brins »
Connectique : électrodes à fil, à snap ou clip

► **Information**

Les électrodes Dura-Stick Plus sont dotées d'un onglet permettant un positionnement et un décollage facilité.



► Les électrodes **MULTITRODE®** deviennent **DURA-STICK™**

► **Avantages**

- **Economique** : Un positionnement prix incomparable
- **Patient unique** : Idéal pour l'utilisation personnalisée des électrodes

► **Caractéristiques**

Gel Multistick® hypoallergénique
Dessus : Fil textile non lavable
Dessous : film carbone
Connectique : électrodes à fil

► **Information**

Dans un souci d'hygiène, la gamme Multitrode et leur longévité (environ 20 séances) sont idéales pour l'utilisation d'électrodes personnalisées.



Pour tous renseignements relatifs aux conditions d'achat:

tél. 05 56 05 98 69

Pour votre commande : www.kine-services.com